

Deambulatore TOPRO VIVA 7



TOPRO VIVA 7 è un innovativo deambulatore, ideato e prodotto in Norvegia dalla collaborazione tra fisioterapisti e designer. Questo ausilio dalla qualità superiore è in grado di durare nel tempo grazie alle moderne tecnologie di produzione e materiali impiegati. Garantito 7 anni. Presenta un sistema di memoria per la regolazione dell'altezza delle impugnature.



Le maniglie sono regolabili in altezza e con impugnatura anatomica. La chiusura è semplice e rapida: è sufficiente tirare la maniglia posizionata sulla seduta. TOPRO VIVA 7 è pratico da trasportare, grazie al peso ridotto ed alle dimensioni contenute.

I pedalini posti in corrispondenza delle ruote posteriori consentono di sollevare comodamente la parte anteriore del deambulatore per il superamento di dislivelli, ostacoli o gradini, funzione già comunque agevolata dalle dimensioni delle ruote.

Il telaio di seduta è in nylon: assicura comfort anche in periodi caldi e permette di osservare il passo, la deambulazione acquisisce così maggiore sicurezza. Dotato di banda catarifrangente sul telaio verticale per la visibilità nelle ore serali. Fornito con tasca in tessuto (per trasportare oggetti, spesa...).

Codice articolo	Descrizione	H	H	↕	↕	↔	↕	↕	↕	↕	↕
DVIVA 7	Deambulatore TOPRO VIVA 7 grigio	60 cm	47 cm	65 cm	78 - 100 cm	24 x 65 x 80 cm	20 cm	150 - 200 cm	6,8 kg	165 kg	

ACCESSORI Deambulatore TOPRO VIVA 7

Supporti antibrachiali



Alternativa alle maniglie standard: i supporti sono regolabili in altezza, per utenti che necessitano di maggiore equilibrio.

Codice articolo	Descrizione
DVIVA7 SUPANT	Supporti antibrachiali per Deambulatore VIVA 7
DVIVA7 BARRA	Stabilizzatore/barra per supporti antibrachiali per Deambulatore VIVA 7

Monofreno per emiplegici



Montato in sostituzione dei freni presenti sul deambulatore, consente di attivare il sistema frenante con l'uso di una sola mano.

Codice articolo	Descrizione
DVIVA7 MONOFR	Monofreno per emiplegici per Deambulatore VIVA 7

Fascia schienale



Codice articolo	Descrizione
DVIVA7 FASCHI	Fascia schienale per Deambulatore VIVA 7

Tavolino



Codice articolo	Descrizione
DVIVA7 TAV	Tavolino per Deambulatore VIVA 7

Frizionatore



Codice articolo	Descrizione
DVIVA7 FRIZ	Frizionatore per Deambulatore VIVA 7

Deambulatore TOPRO VIVA 7 MINI



Il deambulatore TOPRO VIVA 7 è disponibile nella versione MINI, dalle dimensioni e peso ridotti. Questo modello, estremamente compatto e facilmente manovrabile in esterno, è utile anche in ambienti interni particolarmente ristretti. Consigliato per utenti di altezza da 125 cm fino a 160 cm.

H	H	↕	↕	↕	↔	↕	↕	↕	↕
52 cm	37 cm	63,5 - 79 cm	50 cm	52 cm	24 x 65 x 65 cm	125 - 160 cm	6,1 kg	80 kg	

Codice articolo	Descrizione
D MINI VIVA 7	Deambulatore TOPRO VIVA 7 MINI

Accessori disponibili: supporti antibrachiali, fascia schienale, frizionatore, monofreno.

