




Deambulatore carrozzina FUSION 2 in 1



Cinghia di chiusura



Poggia piedi



Fusion nasce come deambulatore per ambienti interni ed esterni.

La caratteristica principale è la possibilità di divenire una carrozzina da trasporto attraverso poche semplici "mosse".

Fusion 2 in 1 è dotato di impugnature ergonomiche ed antiscivolo, freni con funzione di stazionamento e posizionamento, un ampio cestino porta oggetti (rimovibile e lavabile) con banda catarifrangente per la visibilità nelle ore serali.

Le quattro ruote, di cui le due anteriori piroettanti, presentano un diametro di 20 cm e sono Comfort-grip, quindi ideali per l'uso in ambienti interni ed esterni perché gommate per una aderenza più sicura. La pedana poggia piedi è regolabile per adeguarsi all'altezza dell'utente.

69 cm	50 cm	76 - 93 cm	51 cm	50x28 cm	20 cm	153 - 188 cm	7,76 kg	10,3 kg	136 kg	136 kg

Codice articolo	Descrizione
D FUSION	Deambulatore carrozzina FUSION 2 in 1

Deambulatore bariatrico ROBUSTO



Deambulatore ad uso interno ed esterno ideato per garantire a soggetti obesi la massima autonomia e mobilità negli spostamenti. Ha una capacità di peso di 200 kg grazie ad una struttura in alluminio rinforzato e ruote piene da 8" (200 mm).

Lo schienale e la seduta sono imbottiti per un maggior confort. È dotato di freni di stazionamento e di impugnature ergonomiche dall'altezza regolabile. Le ruote piene offrono ottima tenuta e resistenza al pattinamento, in particolare su superfici lisce. Facilmente richiudibile, consente di trasportare oggetti grazie ad un pratico e grande cestino.

78 cm	69 - 95 cm	57 cm	46 cm	36 cm	12,8 kg	200 kg

Codice articolo	Descrizione
D ROLLBAR	Deambulatore bariatrico ROBUSTO

Deambulatore bariatrico GRANDE



Il deambulatore Grande è un deambulatore molto resistente e stabile in alluminio anodizzato ma allo stesso tempo pratico e leggero. La speciale forma ad "U" del telaio garantisce una maggiore libertà di movimento. Il sistema a bottone consente di chiudere e aprire molto velocemente il deambulatore. Grazie a due giunti che ne garantiscono la sicurezza il deambulatore può dare anche supporto (due piedi) quando è chiuso. Portata 320 kg.

Codice articolo			
DGRANDE	65 cm	59 cm	82 - 100 cm
Codice articolo			
	50 cm	65 / 19 / 82 cm	3,5 kg

Bastone bariatrico MAXI

Il bastone Maxi è un bastone in acciaio, molto resistente e con una portata fino ai 225 kg.

È regolabile in 10 diverse altezze per renderlo adattabile alle esigenze dell'utente. Presenta l'impugnatura antiscivolo, una comoda maniglia con cinturino, inoltre è fornito di un puntale di gomma resistente ad alto grip.

Il diametro del bastone bariatrico Maxi è di 26 mm.



75 - 98 cm

Codice articolo	Descrizione
AIRBASMIXI	Bastone bariatrico MAXI