

## Cuscino di sollevamento messa in piedi AQUILA


**Mangar**  
HEALTH



Il **cuscino AQUILA** è un dispositivo di **sollevamento** dei pazienti caduti a terra sia in **ambienti interni** che **esterni**. La messa in funzione dell'ausilio può essere effettuata anche da un **singolo operatore** che, posizionato l'utente sul cuscino attiva il **sollevamento ad aria** tramite un semplice comando.

Lo **schienale** consente all'assistito di trovare il giusto equilibrio ed assumere la **posizione seduta** per facilitare la messa in piedi.

Alimentato da un compressore portatile, che permette di trasportare ed utilizzare il cuscino ovunque. Il compressore è caricato alla presa elettrica, la ricarica completa richiede circa 12 ore; grazie ai LED luminosi presenti sullo stesso è possibile riconoscere lo stato della carica.



- ↔ (A) 64 cm
- ↗ (B) 112 cm
- ↑ (C) 56 cm
- ⚖ 6,3 kg
- ⚖ 220 kg

Le **dimensioni contenute**, il cuscino è infatti largo **64 cm** e **profondo 112 cm**, ne consentono l'utilizzo anche in **ambienti con spazi ristretti** come ad esempio il bagno oppure la cucina. L'altezza massima da terra raggiunta dalla seduta quando l'ausilio è completamente gonfiato corrisponde a **56 cm**. Permette il **sollevamento di utenti bariatrici** fino a **220 kg** di peso.



**AQUILA** permette di **sgravare l'assistente dagli sforzi** e possibili traumi derivanti dalle operazioni di sollevamento manuale, consente di operare con un numero minore di caregiver e **garantisce un miglior confort** al soggetto soccorso grazie alla maggiore professionalità e comodità dell'alzata.

Realizzato in **materiale antiscivolo** ed **ultraresistente Reverseal®** garantisce un **sollevamento sicuro** e può essere utilizzato anche in ambienti **esterni**, su **terreni sconnessi, umidi o bagnati**.

Grazie alla sua **compattezza** ed alla pratica **chiusura** è facilmente **trasportabile** e si può **riporre in piccoli spazi**; non richiede una manutenzione particolare oltre al lavaggio di routine.

codice articolo	descrizione
TR CUSAQUILA	Cuscino di sollevamento messa in piedi ad aria AQUILA