

Dispositivi di sollevamento ad aria MANGAR



Questa gamma è la più diffusa al mondo per il sollevamento dei pazienti caduti a terra, sia in ambienti interni che esterni. I cuscini permettono di:

- sgravare l'assistente dagli sforzi e dai possibili problemi muscoloscheletrici derivanti da queste operazioni (in accordo con le linee guida europee per la movimentazione dei carichi)
- operare con un numero minore di caregiver
- avere un miglior comfort da parte dei soggetti soccorsi grazie alla maggiore professionalità e comodità dell'alzata.

Realizzati in materiale antiscivolo ed ultrasensibile Riverseal®; questi ausili garantiscono una qualità di assistenza elevata.


Disponibili in due versioni: ALCE e CAMMELLO.

Grazie alle dimensioni ridotte ed alla pratica chiusura sono facilmente trasportabili, riposti in poco spazio, non richiedono manutenzione. L'ambito di utilizzo è vario ed abbraccia il primo soccorso, strutture per anziani ed ospedali. Possono essere usati anche in esterno, su terreni sconnessi, umidi e bagnati.

Cuscino di sollevamento messa in piedi ALCE



- ↔ (A) 57 cm
- ↗ (B) 50 cm
- ↕ (C) 0 - 56 cm (min - max)
- 📦 3,6 kg



Le dimensioni contenute del cuscino ne consentono l'utilizzo anche in spazi ristretti, come ad esempio in bagno o in cucina.


La messa in funzione dell'ausilio può essere effettuata da un singolo assistente, adeguatamente formato, oppure da due assistenti (uno per aiutare l'equilibrio, uno per il gonfiaggio con il telecomando). Soluzione versatile per svariati usi, è la più utilizzata dagli operatori di primo soccorso.

Codice articolo	Descrizione
TR CUSCALCE	Cuscino di sollevamento messa in piedi ALCE

Poltroncina di sollevamento messa in piedi CAMMELLO



- ↔ (A) 70 cm
- ↗ (B) 112 cm
- ↕ (C) 0 - 56 cm (min - max)
- 📦 6,5 kg



Dotato di schienale, consente anche in presenza di un singolo assistente il sollevamento di utenti. Grazie alle dimensioni e dall'ampio supporto permette di rimettere in piedi anche soggetti bariatrici. Solitamente è utilizzato da un singolo operatore e non richiede la presenza di più caregiver: lo schienale consente all'assistito di ritrovare l'equilibrio facilitando la messa in piedi.

Codice articolo	Descrizione
TR POLTRCamm	Poltroncina di sollevamento messa in piedi CAMMELLO