

Sedia da doccia basculante DIVINA

- ↔ totale 56,5 cm
- ↗ totale 94 cm
- ↑ totale 118,2 cm
- ↔ seduta 44 cm
- ↔ braccioli 47 cm
- ↗ seduta 42 cm
- ↕ seduta 55-57 cm
- △ schienale reg. 93°-103°
- ↕ basculamento da 0° a 25°
- △ schienale 48 cm
- ⊙ 5"
- 📦 15 Kg
- 📦 max 120 Kg



Sedia con quattro ruote piroettanti, utilizzabile come carrozzina da doccia o comoda. DIVINA presenta una dotazione di serie molto ampia grazie al poggiatesta regolabile in altezza inclinazione e profondità, braccioli ribaltabili, cinghia pelvica, supporto per polpacci con fissaggio in velcro imbottito e regolabile, pedane poggiapiedi chiudibili, regolabili e rimovibili. Il sedile in schiuma poliuretana e in particolare lo schienale tensionabile ed il basculamento fino a 25° favoriscono il confort anche per sedute prolungate. L'apertura centrale della seduta consente l'igiene intima e l'utilizzo del secchio (di serie e dotato di coperchio). Le ruote sono tutte dotate di freno, inoltre è possibile aumentare l'altezza della seduta di circa 2 cm così come l'angolo dello schienale da 93° a 103°.

Codice articolo	Descrizione
BA SCUSEDOC	Sedia da doccia basculante DIVINA

Il telaio in alluminio è verniciato per una completa protezione dall'acqua. Le diverse regolazioni e le tante dotazioni di serie consentono di adattare la sedia all'uso di diversi utenti, seguendo l'evoluzione delle patologie.

Sedia da doccia pieghevole 2 in 1 COMODISSIMA XL

Sedia da doccia chiudibile, con doppio asse per la massima resistenza: telaio in alluminio rinforzato e rivestito per una protezione completa dall'acqua. La seduta ed i braccioli sono in schiuma poliuretana, la seduta ha una sezione rimovibile per l'igiene intima ed utilizzare la sedia come comoda. Lo schienale è lavabile e tensionabile. I poggiapiedi sono estraibili e regolabili in altezza. Fornita completa di secchio WC e coperchio. Disponibile con ruote da 24" in aggiunta alle quattro ruote da 5" (tutte dotate di freno): la versione standard con quattro ruote da 5" è più compatta ed ha una larghezza e profondità totale ridotta. Telaio pieghevole per riporre la carrozzina in poco spazio e rendere più semplice il trasporto.

con quattro ruote da 5"

- ↗ 70 cm ↔ 102 cm
- ↗ seduta 45 cm
- ↔ seduta 56 cm
- ↕ seduta 50-57,5 cm (4 pos.)
- ↕ impugnatura da 95,5 a 103 cm
- ↕ schienale 43 cm
- ⊙ 5"
- 📦 16,8 kg




con ruote da 5" e da 24"

- ↗ 123 cm ↔ 87 cm
- ↗ seduta 45 cm
- ↔ seduta 56 cm
- ↕ seduta da 50 a 57,5 cm (4 pos.)
- ↕ impugnatura da 95,5 a 103 cm
- ↕ schienale 43 cm
- ⊙ ruote anteriori e posteriori 5"
- ⊙ ruote posteriori 24"
- 📦 22,8 kg



Codice articolo	Descrizione
BA CARRCOM 5 XL	Sedia da doccia pieghevole COMODISSIMA XL con ruote da 5"
BA CARRCOM 24 XL	Sedia da doccia pieghevole COMODISSIMA XL con ruote da 5" e da 24"

Cintura pelvica da doccia



Cintura a singola regolazione con sistema di chiusura con fibbia, realizzata in materiale impermeabile, ideata per l'utilizzo su sedie da doccia.

Codice articolo	Taglia	A	B	C	Z ↔ bacino
ALLMPECINDO S	S	25 cm	9 cm	50 cm	18 < Z < 27 cm
ALLMPECINDO M	M	40 cm	10 cm	50 cm	25 < Z < 37 cm
ALLMPECINDO L	L	50 cm	11 cm	50 cm	33 < Z < 46 cm



Comoda FURBILITY

- ↔ 57 cm
- ↗ 63 cm
- ↕ seduta (min-max) 46 - 67 cm
- ↔ seduta 48 cm
- ↗ seduta 50 cm
- ↕ impugnature (min-max) 75 - 86 cm
- ↔ bordo wc 35 cm
- ↗ bordo wc 43 cm
- ↔ foro 23,5 cm
- ↗ foro 28,5 cm
- 📦 3,4 Kg
- 📦 max 100 kg



Sedia comoda per il wc dotata di quattro ruote e due freni di stazionamento. Furbility presenta una seduta wc dall'altezza regolabile e un secchio rimovibile con coperchio. Le impugnature sono rivestite in materiale antiscivolo e morbido per garantire il massimo confort e sicurezza nel trasferimento dell'utente. La sedia è ripiegabile con un semplice movimento e può essere facilmente riposta quando non utilizzata.

Codice articolo	Descrizione
BA COMFURBIL	Comoda FURBILITY per wc con secchio



Secchio universale per comode

Secchio con coperchio e manico, ricambio universale per ausili da bagno.

Codice articolo	Descrizione
BA SECCHIO	Secchio universale per comode

- ⊙ 30 cm
- ⊙ 25 cm
- ↑ 17 cm
- 📦 5 l
- 📦 350 g

