



Sedie ergonomiche DOGE COLLECTION

Le sedie ergonomiche DOGE sono ideate per favorire l'indipendenza e la sicurezza in ambiente domestico e lavorativo di anziani, disabili, utenti con forza limitata negli arti inferiori.

A tal scopo queste soluzioni presentano numerosi accorgimenti e regolazioni: come la possibilità di regolare l'altezza del sedile, presentano braccioli imbottiti abbattibili, regolabili in altezza e larghezza. La posizione dello schienale, che è regolabile in altezza ed inclinazione, può essere adeguata in relazione alle esigenze dell'utente.

Le quattro ruote piroettanti e la base ad "H" consentono di spostarsi in autonomia manovrando con i piedi la sedia che può essere bloccata in sicurezza tramite il freno sulle ruote posteriori attivato manualmente con leva. La pedana poggiatesta è di serie e reclinabile.



Sedia ergonomica bariatrica BOXER PLUS



- ↔ totale min 76 cm
- ↔ totale max 90 cm
- ↗ totale 49 cm
- ↔ sedile 56 cm
- ↗ sedile 49 cm
- ⬆ min-max sedile 47-67 cm (da definire in scheda ordine)
- ⬆ range regolazione altezza sedile 20 cm (elettricamente)
- ⬆ braccioli 0-32 cm (rispetto al sedile)
- ↔ braccioli 56-75 cm
- ↔ braccioli 9 cm
- ↗ braccioli 29 cm
- ↔ schienale 55 cm
- ⬇ schienale 45 cm
- △ schienale 89°-93°
- ruote 15 cm



Sedia ergonomica con struttura rinforzata per utenti bariatrici: la particolare composizione del telaio e delle ruote, le dimensioni maggiorate della seduta e dello schienale consentono una capacità di carico e movimentazione fino a 300 kg. Braccioli imbottiti e regolabili indipendentemente in altezza e larghezza (da 56 a 75 cm).

Lo schienale è reclinabile da 89° a 93° ed ha un'altezza di 45 cm.

Il sedile è regolabile elettricamente in altezza per un range di 20 cm grazie ai comandi, comodi da raggiungere e semplici da azionare, posizionati sotto il bracciolo. La BOXER PLUS presenta un supporto poggiatesta a scomparsa, ripiegato ad esempio quando l'utente ha la necessità di spostarsi spingendosi con i piedi. Le quattro ruote sono tutte piroettanti, quelle posteriori sono dotate di freno di stazionamento attivato con leva. La sedia è fornita di serie con tessuto Heidelberg di colore blu.



Sono disponibili molteplici varianti rispetto alla configurazione standard: è possibile variare i colori ed il tessuto del sedile e dello schienale, la posizione della leva freno e dei comandi e cambiare altre caratteristiche della sedia.



Codice articolo	Descrizione
SEDIA PLUSBOXER	Sedia ergonomica bariatrica BOXER PLUS

ACCESSORI per sedia ergonomica BOXER PLUS

La scheda ordine presenta l'elenco completo delle possibili variazioni ed adattamenti della sedia ergonomica BOXER PLUS rispetto alla configurazione standard, inoltre indica quali sono gli accessori disponibili, tra questi ad esempio, lo schienale tulipano, i braccioli imbottiti e pistoni alternativi per ridurre o aumentare ulteriormente la regolazione dell'altezza della seduta.