


GILDA ECO

Poltrona elevabile a due motori

La poltrona GILDA ECO è una poltrona relax elettrica con tessuto antimacchia ed idrorepellente. È dotata di due motori che consentono l'inclinazione dello schienale e l'elevazione dei poggiatesta per migliorare il confort dell'utilizzatore e lo svolgimento di tutte quelle operazioni necessarie alla movimentazione di persone con mobilità ridotta. Il movimento di lift-up consente di aiutare l'utilizzatore a mettersi in posizione eretta. La possibilità di estrarre sia le alette poggiatesta laterali che i braccioli permette un comodo trasbordo della persona da e per il letto o per qualsiasi spostamento si necessiti.

La poltrona è dotata di roller system utile per lo spostamento su brevi tragitti.



Red



Grey



■ POSIZIONE LIFT-UP



■ POSIZIONE TV



■ POSIZIONE RELAX



■ ROLLER SYSTEM - STANDARD

NEW




Roller system (di serie): È un pratico meccanismo di sollevamento su quattro ruote indipendenti azionato mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore: un sistema funzionale e pratico che permette di trasportare facilmente la poltrona da una stanza all'altra.

VERSATILITÀ

Lo smontaggio delle parti laterali permette la traslazione dell'utente dalla poltrona al letto, o alla sedia a rotelle ecc. I braccioli estraibili permettono anche di posizionare la poltrona sotto al tavolo da pranzo.



■ POGGIATESTA LATERALI
ESTRAIBILI



■ BRACCIOLI ESTRAIBILI

