



MARCUS

Seggiolone basculante polifunzionale

Marcus è un seggiolone polifunzionale destinato a persone con mobilità limitata. Le due versioni di Marcus, dotate di diverse ruote consente l'utilizzo in ambienti e condizioni diverse. La reclinazione dello schienale, l'inclinazione dei poggiatesta e il basculamento della seduta sono regolabili a mezzo di molle a gas che consentono movimenti fluidi e confortevoli.

Multi-purpose tilting wheelchair

Marcus is a multi-purpose wheelchair intended for people with limited mobility. The two Marcus versions, equipped with different wheels, allows use in differing environments and conditions. Reclining backrest, inclining leg rest and tilting seat are adjustable with gas springs that offer fluid and comfortable movements.





■ Regolazione altezza e profondità poggia polpacci / Calf-rest height and depth adjustment



■ Bracciolo estraibile, regolabile in altezza e in profondità / Extendible armrest, height and depth adjustable



■ Estrazione rapida pedane / Quick footboard extension



■ Poggiapiedi inclinabili e regolabili in altezza e profondità / Inclining with height and depth-adjustable footrests

■ **Braccioli regolabili e rimovibili / Adjustable and removable armrests**

Regolabili in altezza. 4 posizioni da 1,5 cm cad. / Height-adjustable. 4 positions of 1.5 cm each

■ **Poggiatesta avvolgente / Wrap-around headrests**

Asportabile regolabile in antero-posteriore / Front-rear adjustable and removable



■ **Poggiagambe asportabile / Removable leg rest**

Regolabile in altezza, larghezza ed inclinazione da 0 a 80° attraverso molla a gas / Height, width and inclination adjustable from 0 to 80° with gas spring

■ **Freni a tamburo e stazionamento / Drum and parking brakes**



cod. A004



cod. A021



cod. A020

■ **Poggia testa / Headrest**

Regolabile in altezza, lateralmente e removibile / Height and side adjustable and removable

■ Poggia braccia regolabili in profondità / Depth-adjustable armrests

Poggiabraccia regolabili in profondità, max 7,5 cm / Depth-adjustable armrests, max 7.5 cm



■ Schienale avvolgente e regolabile / Wrap-around and adjustable backrest

Lavabile, regolabile in altezza di 7 cm, inclinazione da 0 a 30° / Washable, 7 cm height adjustment, inclination from 0 to 30°

■ Seduta basculante / Tilting seat

Fino a 48°, regolabile in profondità e larghezza di 5 cm con cuscino avvolgente, lavabile e senza cuciture / Up to 48°, depth and width adjustable of 5 cm with wrap-around, washable, seamless cushion



■ Schienale sistemi posturali / Backrest for postural systems



cod. A005_22

■ Cuneo divaricatore / Divider wedge



cod. A003_22

■ Tavolo / Table

Regolabile e inclinabile / Adjustable and inclinable



■ Ruota \varnothing 600 / Wheel \varnothing 600

Ruota diametro 600 mm, con corrimano e freno a tamburo e di stazionamento. /
Wheel diameter 600 mm with handrail and drum and parking brake.

Marcus 3



Marcus 6



| Dati tecnici Technical specifications | Marcus 3 | | | Marcus 6 | | |
|---|-----------------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
| | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 |
| Lunghezza min - max / Min - max length | 1100 / 1560 mm | | | 1190 / 1700 mm | | |
| Larghezza con ruote / Width with wheels | | | | | | |
| Lunghezza min - max / Min - max length | 1100 / 1560 mm | | | 1190 / 1700 mm | | |
| Larghezza con ruote / Width with wheels | 560 mm | 610 mm | 660 mm | 710 mm | 760 mm | 810 mm |
| Larghezza senza ruote / Width without wheels | 560 mm | 610 mm | 660 mm | 585 mm | 635 mm | 685 mm |
| Altezza min - max / Min - max height | 990 / 1500 | | | | | |
| Altezza della seduta da terra / Height of the seat from the ground | 520 mm | | | | | |
| Altezza dei braccioli dalla seduta min - max / Min - max height of the armrests from the seat | 260 mm / 320 mm | | | | | |
| Profondità seduta min - max / Min - max seat depth | 400 mm / 490 mm | | | | | |
| Larghezza seduta / Seat width | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm |
| Inclinazione schienale rispetto alla seduta / Inclination of the backrest in comparison to the seat | da 90° a 115° from 90° to 115° | | | | | |
| Basculamento seduta / Seat tilting | da 0° a 48° from 0° to 48° | | | | | |
| Distanza tra i braccioli min./max. / Min./max. distance between arm rests | 375/425 | 425/575 mm | 475/525 mm | 375/425 mm | 425/575 mm | 475/525 mm |
| Materiale telaio / Frame material | Acciaio / Steel | | | | | |
| Peso / Weight | 41 kg | 44 | 47 kg | 42 kg | 45 kg | 48 kg |
| Carico massimo / Maximum load | 160 kg | | | | | |
| Ø Ruote posteriori / Rear wheels Ø | 300 mm | | | 600 mm | | |
| Ø Ruote anteriori / Front wheels Ø | 170 mm | | | | | |
| Massima pendenza percorribile / Maximum accessible slope | 17,6 (%) | | | | | |

- Ogni misura è regolabile di 2 cm (esempio 40 cm regolabile a 38 o 42 cm) / Each size is adjustable by 2 cm (example 40 cm adjustable to 38 or 42 cm).

