

EL17199

TECAR DESK EXCELLENT

Apparecchiatura terapeutica innovativa per la trasmissione energetica endotermica in modalità capacitiva/resistiva che consente di stimolare dall'interno le strutture biologiche (tendini, muscoli, articolazioni). La diatermia attraverso l'interazione energia elettromagnetica-tessuto produce un aumento della temperatura che avviene all'interno dei tessuti in maniera uniforme e controllata.



DATI TECNICI

Alimentazione da rete	230 Vac, 50-60Hz, ±10%
	115 Vac, 50-60Hz, ±10% (su richiesta)
Potenza massima assorbita dalla rete	255 VA
Potenza di picco massima erogata dalla macchina	250 W
Display LCD retro-illuminato	A colori 800 x 600 pixel, 8" touch screen
Tempo di trattamento programmabile	Fino a 60 minuti
Tensione di picco	Capacitivo 300 V - resistivo 105 V
Corrente di picco	Capacitivo 600 mA - resistivo 1,4 A
Frequenza di emissione	455 kHz
Tipologia degli elettrodi utilizzati	Resistivi, in acciaio inox
	Capacitivi, in acciaio inox, rivestiti in nylon
Diametro degli elettrodi	30, 50, 70 mm
Potenza regolabile	0 ÷ 100%
Classe del dispositivo direttiva 93/42/CEE	II B
Classe di isolamento elettrico / parti applicate norma UNI EN 60601-1	I / BF
Grado di protezione liquidi norma UNI EN 60601-1	IPX0
Canali di uscita	2 indipendenti (1 capacitivo, 1 resistivo)
Protocolli memorizzati	32
Protocolli memorizzabili sulla memoria utente	200
Schede pazienti memorizzabili sulla memoria utente	200
Protocolli memorizzabili su USB	4Gb
Schede pazienti memorizzabili su USB	4Gb
Dimensioni	39 x 28 x 18 h cm
Peso	9,5 kg

ACCESSORI FORNITI

	Pezzi
Manipolo resistivo basic	1
Manipolo capacitivo basic	1
Elettrodi resistivi ø 30 - 50 - 70	1
Elettrodi capacitivi ø 30 - 50 - 70	1
Elettrodo di ritorno	1
Crema conduttiva 1000 ml	1

ACCESSORI

EL0191	CARRELLO WOK
EL17200	MANIPOLO CAPACITIVO EVO
EL17201	MANIPOLO RESISTIVO EVO
EL17202	MANIPOLO CAPACITIVO ERGONOMICO
EL17203	MANIPOLO RESISTIVO ERGONOMICO
EL17204	MANIPOLO BIPOLARE 45 MM
EL17205	MANIPOLO BIPOLARE 70 MM
EL17206	KIT TRATTAMENTI DINAMICI TECAR
EL17207	PIASTRE DI RITORNO MONUSO 10 PCS

CARRELLO WOK

EL0191 CARRELLO WOK

Carrello con piano d'appoggio e possibilità di fissaggio delle apparecchiature elettromedicali non carrellate di serie.



ACCESSORI CARRELLO WOK

AC1223 CASSETTO

In acciaio verniciato
Dim: 40 x 36 x 12 h cm



AC1224 CESTELLO

Cestello porta oggetti
Dim: 30 x 16 x 14,5 h cm



AC1225 RIPIANO

In acciaio verniciato
Dim: 40 x 36 x 0,5 h cm



ACCESSORI FORNITI

Questi articoli sono illustrati per provvedere alla successiva richiesta di ricambi.



EL17209
MANIPOLO CAPACITIVO BASIC



EL17214
ELETTRODO CAPACITIVO 30



EL17215
ELETTRODO CAPACITIVO 50



EL17216
ELETTRODO CAPACITIVO 70



EL17208
MANIPOLO RESISTIVO BASIC



EL17211
ELETTRODO RESISTIVO 30



EL17212
ELETTRODO RESISTIVO 50



EL17213
ELETTRODO RESISTIVO 70



EL17210
PIASTRA DI RITORNO TECAR

ACCESSORI OPZIONALI



EL17200
MANIPOLO CAPACITIVO EVO
Regolazione della potenza
direttamente dal manipo



EL17201
MANIPOLO RESISTIVO EVO
Regolazione della potenza
direttamente dal manipo



EL17202
MANIPOLO CAPACITIVO ERGONOMIC



EL17203
MANIPOLO RESISTIVO ERGONOMIC



EL17204
MANIPOLO BIPOLARE 45 MM



EL17205
MANIPOLO BIPOLARE 70 MM



EL17206
KIT TRATTAMENTI DINAMICI TECAR
Con 10 piastre di ritorno
monouso adesive



EL17207
PIASTRE DI RITORNO MONOUSO 10 PCS
Piastrre di ritorno monouso
adesive