

DATA DI STAMPA: Giovedì, 18 Aprile 2024



► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE www.chinesport.it/go/01757/

01757 WALKER LIFT

Deambulatore in acciaio verniciato con due maniglie regolabili e **quattro ruote piroettanti** con **sistema di freno individuale**.

I piani di appoggio sono **regolabili manualmente** in **larghezza** e in **altezza** tramite un pistone a gas azionato da comando a leva.

Questo sistema di regolazioni consente di adattare l'ausilio in modo semplice ed immediato alla corporatura della persona.

CODICI LEA (suggeriti)

GU n.65 del 18/03/2017 Suppl. Ordinario n. 15

- 12.06.12.003



135 KG







01757 - WALKER LIFT

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso :	18,5 kg
Portata max :	135 kg
Carico di lavoro in sicurezza :	170 kg
Dimensioni :	75 x 72 cm
Regolazione in larghezza (est/int) :	63 ÷ 81 / 35 ÷ 54 cm
Regolazione in altezza :	88 ÷ 118 cm
Modalità di regolazione in altezza :	molla a gas
Diametro ruote :	10 cm
Sistema di freno ruote :	individuale, su ciascuna ruota
Spessore imbottiture :	5 cm

Documentazione disponibile online



Manuale istruzioni - Manuale istruzioni Italian	 .PDF 1.15 MB
Dichiarazione di conformità - Dichiarazione ue Italian, English	 .PDF 251.07 KB
Manuale istruzioni - User and maintenance manual English	 .PDF 1.06 MB

 Il documento è disponibile per il download in area riservata


Altre immagini dell'articolo



01757 - WALKER LIFT



01757 - WALKER LIFT - altezza minima



01757 - WALKER LIFT - altezza massima



Adjustable handles detail and height adjustment lever control system.