

DATA DI STAMPA: Giovedì, 18 Aprile 2024



► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE www.chinesport.it/go/02121/


02121 WALKER LIFT EL

Deambulatore in acciaio verniciato con **due maniglie regolabili** e **quattro ruote piroettanti** con sistema di freno individuale
Dispositivo dotato di un **attuatore elettrico** che facilita la regolazione in altezza del piano d'appoggio.

CODICI LEA (suggeriti)

GU n.65 del 18/03/2017 Suppl. Ordinario n. 15

- **12.06.12.003**







02121 - WALKER LIFT ELETTRICO

Specifiche tecniche e dimensioni


Peso :	26,5 kg
Portata max :	135 kg
Carico di lavoro in sicurezza :	170 kg
Dimensioni :	75 x 72 cm
Regolazione in larghezza (est/int) :	63 ÷ 81 / 35 ÷ 54 cm
Regolazione in altezza :	90 ÷ 131 cm
Modalità di regolazione in altezza :	Attuatore elettrico a batteria
Caratteristiche attuatore :	1500n, corsa 402 mm, 22,5 mm/s, classe IPX6
Alimentazione :	100V AC - 240V AC (50/60 Hz)
Diametro ruote :	10 cm
Sistema di freno ruote :	individuale, su ciascuna ruota
Spessore imbottiture :	5 cm
Classe di protezione :	IPX4

Documentazione disponibile online

Dichiarazione di conformità - Dichiarazione ue Italian, English	 .PDF 251.07 KB
Manuale istruzioni - User manual English	 .PDF 1.11 MB
Manuale istruzioni - Manuale istruzioni Italian	 .PDF 1.1 MB

 Il documento è disponibile per il download in area riservata

Altre immagini dell'articolo



02121 - WALKER LIFT ELETTRICO