

DATA DI STAMPA: Mercoledì, 17 Aprile 2024

► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE [www.chinesport.it/go/03015/](http://www.chinesport.it/go/03015/)

### 03015 POLTRONA FRANCESCA

Poltrona elevabile a **due motori con ruote**, elevazione elettrica tramite pulsantiera con movimento indipendente, schienale e poggiatesta con funzioni Lift / Relax.


**Imbottitura** in poliuretano espanso indeformabile.

**Tessuto** di qualità con alta resistenza all'usura.



## Specifiche tecniche e dimensioni

Regolazione schienale indipendente :	Elettrica
Regolazione poggiatesta indipendente :	Elettrica
Funzione di alza persona :	Elettrica
Attivazione ruote di trasferimento :	Comando unico a pedale
Braccioli estraibili :	No
Dimensioni :	78 x 88 ÷ 163 x 108h cm
Carico di lavoro in sicurezza :	130 kg
Peso :	55 kg



Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

**TESSUTO**



1  
TESSUTO ROSSO



2  
TESSUTO BLU



3  
TESSUTO TORTORA



4  
TESSUTO BEIGE

**Altre immagini dell'articolo**

