

DATA DI STAMPA: Giovedì, 21 Marzo 2024


► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE www.chinesport.it/go/XBM001/

XBM001 LETTO DALI STANDARD

Il letto di cura Dali combina comfort, sicurezza e facilità d'uso ad un ottimo rapporto prezzo / prestazioni. Il sistema Easy Click consente un montaggio e smontaggio semplice e senza sforzi. Fornito con il comando wireless portatile e un applicazione molto utile per comandare il letto a distanza.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI del letto Dali Standard:

- Carico di lavoro in sicurezza: 185 kg
- Peso massimo residente: 155 kg
- Intervallo di regolazione dell'altezza: da 40 a 80 cm
- Posizione anti-Trendelenburg (opzionale senza)
- Telecomando ricevitore wireless
- App Dali-Lock per la gestione delle funzioni di regolazione
- Sistema di azionamento a 24 volt
- L'installazione lato sicurezza con il sistema Easy Click non richiede attrezzi




Specifiche tecniche e dimensioni

Dimensioni totali :	102 x 215 cm
Regolazione in altezza :	40 ÷ 80 cm
Carico di lavoro in sicurezza :	185 kg
Peso massimo utente :	145 ÷ 155 kg
Alimentazione :	Sistema a 24 volt
Predisposto per l'utilizzo dell'app Dali-Lock :	Solo con il sistema a 24 volt
Regolazione schienale :	0° ÷ 70°
Regolazione sezione gambe :	0° ÷ 35°
Materiali :	Faggio Naturale
Piano rete :	90 x 190 cm
Peso :	97 kg
Rete :	Doghe in legno a molle (4 sezioni)
Ruote :	10 cm a bloccaggio singolo
Asta di sollevamento paziente :	Con maniglia triangolare




Accessori




XBM006 TAVOLINO PER LETTI DEGENZA

Comodino con tavolo basculante regolabile in altezza e inclinazione, corpo rivestito in plastica, finitura in faggio




XBM007 COMODINO CON TAVOLO SERVITORE REGOLABILE

Comodino con tavolo basculante regolabile in altezza e inclinazione, corpo rivestito in plastica, finitura in faggio.




XBM008 COMODINO CON TAVOLO SERVITORE

Comodino con tavolo ribaltabile, rivestito in plastica, finitura in faggio.




XBM009 COMODINO BASSO

Comodino con corpo plastificato e finitura in faggio naturale.



XBM010 TAVOLO SERVITORE DUO

Regolabile in altezza e inclinazione del piano d'appoggio e sezione tavolo fissa, con finitura in faggio.



XBM011 TAVOLO SERVITORE SOLO

Regolabile in altezza e inclinazione del piano d'appoggio, con finitura in faggio.

Altre immagini dell'articolo

