

DATA DI STAMPA: Venerdì, 22 Marzo 2024

► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE www.chinesport.it/go/XBM013/

XBM013 LETTO ALLURA II

Allura II 120 offre una capacità di carico elevata e un intervallo di regolazione dell'altezza dal piano rete a partire da 30cm. Viene incontro sia alle richieste di comfort e sicurezza dell'utente che alla necessità di alleviare il carico di lavoro di famigliari e operatori.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI del letto Allura II 120:

- Carico di lavoro in sicurezza: 250 kg
- Peso massimo utente: 210 kg
- Intervallo di regolazione dell'altezza: da 30 a 80 cm
- Sistema di azionamento a 24 volt
- Telecomando cablato
- Posizione di anti-Trendelenburg di 14°
- L'installazione sponde laterali con il sistema Easy Click non richiede attrezzi



Specifiche tecniche e dimensioni

Dimensioni totali :	131 x 224 cm
Regolazione in altezza :	30 ÷ 80 cm
Carico di lavoro in sicurezza :	250 kg
Peso massimo utente :	210 kg
Alimentazione :	Sistema a 24 volt
Regolazione schienale :	0° ÷ 70°
Regolazione sezione gambe :	0° ÷ 35°
Materiali :	Faggio Naturale
Piano rete :	120 x 200 cm
Peso :	133 kg
Rete :	Rete metallica (3 sezioni)
Ruote :	12,5 cm a bloccaggio singolo



Altre immagini dell'articolo

