

DATA DI STAMPA: Martedì, 19 Marzo 2024



► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE www.chinesport.it/go/XIN015/

XIN015 KIT ANTIDECUBITO LIBRA

Composto da un compressore con regolazione e sovrasmaterasso a 18 elementi intercambiabili. In Nylon/PVC con tubi di connessione a 2 vie e fodera in Nylon/PU. Compressore con manopola di regolazione della pressione e allarme visivo di bassa pressione.

CODICI LEA (suggeriti)

GU n.65 del 18/03/2017 Suppl. Ordinario n. 15


- 04.33.06.018




Specifiche tecniche e dimensioni

Pressione di lavoro :	compresa tra i 40 e i 100 mmHg
Adatto a pazienti fino a :	120 kg.
Dimensioni compressore :	28 x 15 x 9 h cm
Dimensioni sovramaterasso :	190 x 88 x 11 h cm
Peso :	1,4 kg
Alimentazione :	220 V/50Hz

Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - Manuale utente
Italian  .PDF 143.71 KB

 Il documento è disponibile per il download in area riservata

Altre immagini dell'articolo

