

DATA DI STAMPA: Martedì, 19 Marzo 2024



► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE [www.chinesport.it/go/XZU002/](http://www.chinesport.it/go/XZU002/)

## XZU002 MATERASSO TALLEY QUATTRO PLUS 195

### ***Sistema antidecubito multizona a bassa pressione alternata sequenziale e bassa pressione continua.***

Adatto alla prevenzione e terapia delle lesioni da pressione in qualsiasi ambiente di cura, il sistema sostitutivo QUATTRO™ PLUS offre i vantaggi della terapia attiva QUATTRO™ e della terapia a bassa pressione continua unito al sistema di regolazione della pressione completamente automatico AUTOsupport™ insieme all'innovativa bassa pressione di interfaccia della DEEP CELL THERAPY™.

*Letto illustrato non incluso.*

**PREVENZIONE ALTO RISCHIO: 5**

**TERAPIA: 3°** (fino a grado III epuap)

#### **Caratteristiche:**

- AUTOsupport™ - regolazione della pressione completamente automatica
- Terapia a bassa pressione continua - distribuzione ottimale della pressione
- Design ODS delle celle per un supporto ed una sicurezza ottimale del paziente
- DEEP CELL THERAPY pressioni di supporto inferiori a 30 mmHg.
- Celle d'aria a Tecnologia TISSUEgard™
- Cessione d'aria
- Facile da utilizzare
- Funzioni di nursing
- Phase Flow™
- Controllo Comfort
- Funzione CPR
- Completamente lavabile in lavatrice
- Soluzioni Ergonomiche
- Modalità trasporto
- Elevato range di portata terapeutica

#### **CODICI LEA** (suggeriti)

GU n.65 del 18/03/2017 Suppl. Ordinario n. 15

- Materasso ad aria a bassa pressione di contatto: **04.33.06.018**



### Specifiche tecniche e dimensioni



#### MATERASSO DI SUPPORTO

Dimensioni :	195 x 78 x 18 cm
Peso :	9,4 kg circa
Carico max :	200 kg
Dispositivo CPR :	CPR attivabile con manopola collegata al materasso
Struttura :	Radio trasparente, in tessuti specifici per uso medicale
Celle :	32 celle profonde a tutta altezza
Latex :	Privo di Lattice (Latex Free)

#### UNITÀ DI CONTROLLO

Dimensioni :	33,5 x 16,5 x 23,3 cm
Peso :	3,4 kg
Protezione :	Apparecchiatura elettromedicale di classe II (doppio isolamento)
Dinamica :	Ciclo alternato sequenziale Quattro™, dalla durata totale variabile da 10 a 15 min
Comfort :	Autoimpostazione livelli pressori con autorilevazione paziente senza interventi operatore

### Documentazione disponibile online

Dichiarazione di conformità - Dichiarazione di conformità Italian	 .PDF 5.98 MB
Dichiarazione di conformità - Manuale utente Italian	 .PDF 669.81 KB

 Il documento è disponibile per il download in area riservata

**Altre immagini dell'articolo**

