



EUCLIDE 4S AVE

Il letto a 3 snodi 4 sezioni è predisposto per asta alzamalato e asta portaflebo. Sezione testa, gambe e piedi regolabile a mezzo sistema elettrico dotato di telecomando. Letto in tubo di acciaio verniciato (polar white) $\varnothing 40 \times 20 \times 1,5$ mm a sezione rettangolare rinforzata con barra trasversale. Struttura a rete elettrosaldata. Spalliere portanti verniciate e pannello in polipropilene. Movimentazione ad altezza variabile da un minimo di 400 mm ad un massimo di 800 mm a mezzo sistema elettrico dotato di telecomando. Il dispositivo medico si compone di un piano rete regolabile elettricamente in altezza, di una base di supporto su cui è installato il sistema motorizzato per la regolazione dell'altezza, di pediera e testiera e di un sistema di movimentazione motorizzato delle sezioni mobili.

The 3-joint, 4 -section bed is set-up for patient lifting pole and IV stand. Head, leg and foot section adjustable with remotely-controlled electric system. Bed with coated steel tubular frame (polar white) $\varnothing 40 \times 20 \times 1,5$ mm with rectangular cross-section reinforced with crossbar. Electro-welded mesh structure. Coated weight-bearing backrest and polypropylene panel. Variable height movement from a minimum of 400 mm to a maximum of 800 mm by a remote-controlled electric system. This medical device is composed of an electrically height-adjustable wire bed frame, a supporting base with a motorised system installed for height adjustment, with footboard and headboard and motorised movement system for the mobile sections.

EUCLIDE 4S AVE 01

Versione con ruote / Bed with 4 wheels

Dati Tecnici / Technical Specifications

Peso / Weight	senza ruote 75 kg without wheels 75 kg con ruote 75,6 kg with wheels 75.6 kg
Portata (peso paziente) / Capacity (weight of the patient)	135 kg
Massimo carico di lavoro (carico di lavoro in sicurezza) paziente + materasso + accessori / Maximum workload (safe workload) patient + mattress + accessories	170 kg
Dimensioni (inclusa manovella ripiegata) L x P / Dimensions (including folded crank) L x D	900 x 2040 mm
Altezza rete dal pavimento H (min/max) / Height of the wire bed frame from the ground H (min/max)	senza ruote 400 / 800 mm without wheels 400 / 800 mm con ruote 390 / 790 mm with wheels 390 / 790 mm
Altezza pediera/testiera / Footboard/headboard height	565 mm
Dimensioni piano rete L x P / Wire bed frame dimensions L x D	895 x 1990 mm
Profondità singole sezioni della rete / Depth of the single sections of the wire bed frame	735-283-385-385 mm
Inclinazione sezione mobile testa / Head mobile section inclination	0° - 60°
Inclinazione sezione mobile gambe / Leg mobile section inclination	0° - 34°
Altezza sezione gambe/piedi (max) / Leg/foot section height (max)	220 mm
Tensione di alimentazione / Supply voltage	100 ÷ 240 Vac
Frequenza / Frequency	50/60 Hz
Assorbimento max / Max absorption	2-1.2 A
Tensione del gruppo motore / Motor unit voltage	24 Vdc
Tensione di uscita dal gruppo motore (Vdc) / Motor unit output voltage (Vdc)	24 ÷ 29
Batteria tampone per abbassamento di emergenza / Back-up battery for emergency lowering	2 pz 9 Vdc
Dimensioni dell'imballo del piano rete / Dimensions of the wire bed frame packaging	950 x 2125 x 210 mm
Dimensioni dell'imballo della base / Dimensions of the base packaging	940 x 1740 x 380 mm
Peso totale con imballo del piano rete / Total weight with wire bed frame packaging	48.6 kg
Peso totale con imballo della base / Total weight with base packaging	senza ruote 37,4 kg without wheels 37.4 kg con ruote 38 kg with wheels 38 kg
Peso del materasso (max) (kg) / Weight of mattress (max) (kg)	20 kg
Peso degli accessori (max) / Weight of accessories (max)	15 kg



■ Ruota frenante e direzionale / Braking and directional wheel