



Dati Tecnici / Technical Specifications

| | |
|---|---|
| Peso / Weight | senza ruote 41.2 kg without wheels 41.2 kg |
| | con ruote 43.6 kg with wheels 43.6 kg |
| Portata (peso paziente) / Capacity (weight of the patient) | 135 kg |
| Massimo carico di lavoro (carico di lavoro in sicurezza) paziente + materasso + accessori / Maximum workload (safe workload) patient + mattress + accessories | 170 kg |
| Ingombro (inclusa manovella ripiegata) L x P x H / Max overall dimensions (including folded crank) L x D x H | senza ruote 900 x 2095 x 955 mm without wheels 900 x 2095 x 955 mm |
| | con ruote 930 x 2175 x 940 mm with wheels 930 x 2175 x 940 mm |
| Altezza rete dal pavimento H (min/max) / Height of the wire bed frame from the ground H (min/max) | senza ruote 320 / 500 mm without wheels 320 / 500 mm |
| | con ruote 305 / 485 mm with wheels 305 / 485 mm |
| Regolazioni in altezza della rete / Wire bed frame height adjustments | 4 |
| Incremento per ogni posizione / Increase in every position | 60 mm |
| Dimensioni piano rete L x P / Wire bed frame dimensions L x D | 895 x 1990 mm |
| Profondità singole sezioni della rete / Depth of the single sections of the wire bed frame | 735-283-385-385 mm |
| Inclinazione sezione mobile testa / Head mobile section inclination | 0° - 60° |
| Inclinazione sezione mobile gambe / Leg mobile section inclination | 0° - 34° |
| Altezza sezione gambe/piedi (max) / Leg/foot section height (max) | 220 mm |
| Dimensioni dell'imballo / Dimensions of the packaging | 2160 x 960 x 100 mm |
| Peso totale con imballo / Total weight with packaging | senza ruote 45.2 kg without wheels 45.2 kg |
| | con ruote 47.6 kg with wheels 47.6 kg |
| Peso del materasso (max) (kg) / Weight of mattress (max) (kg) | 20 kg |
| Peso degli accessori (max) / Weight of accessories (max) | 15 kg |

EUCLIDE 4S

Letto a 3 snodi 4 sezioni

Il letto è predisposto per asta alzamalato e asta portaflebo. La sezione "Poggiatesta - gambe - piedi" è regolabile a mezzo sistema a vite con manopole ergonomiche salvaspazio. Letto in tubo di acciaio verniciato (polar white) $\varnothing 40 \times 20 \times 1,5$ mm a sezione rettangolare rinforzata con barra trasversale. Struttura a rete elettrosaldata. Spalliere portanti verniciate e pannello in polipropilene /

3-joint 4-section bed

The bed is set-up for patient lifting pole and IV stand. The "Head - leg - feet rest" section is adjustable with a screw system with space saving ergonomic knobs. Bed with coated steel tubular frame (polar white) $\varnothing 40 \times 20 \times 1,5$ mm with rectangular cross-section reinforced with crossbar. Electro-welded mesh structure. Coated weight-bearing backrest and polypropylene panel

EUCLIDE 4S 01


Versione con ruote / Version with wheels

EUCLIDE 4S/R

Versione richiudibile / Folding version



■ Ruota frenante e direzionale / Braking and directional wheel



■ Regolazione altezza del piano rete / Wire bed frame height adjustment



■ Manovella richiudibile / Folding crank