



GIMA

4 MANICHINI CPR PRACTI-MAN ADVANCE

Codice: 56501
Categoria: Manichini addestramento
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Non dispositivo medico



EAN13: 8437010778162

Descrizione: 4 MANICHINI RCP PRACTI-MAN ADVANCE

Manichini per corsi di addestramento RCP:
- simulazione RCP per adulti e bambini con un manichino
- selettore a 3 posizioni: adulto, bambino, test
- sistema realistico delle funzioni respiratorie
- manovra di sublussazione della mandibola
- formazione DAE

Include 4 manichini, 20 polmoni, 8 valvole, 1 borsa per trasporto con tappetino.

Manuale multilingue: GB, FR*, IT, ES*, PT*, DE*
(*solo su www.gimaitaly.com)