



GIMA

AEROSOL MISTRAL - pistone

Codice: 28102
Categoria: Aerosol pistone domiciliare
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 1348898
CND: Z12159002
EAN13: 8023279281026



Descrizione: AEROSOL MISTRAL - a pistone

**Compatto, portatile, facile da usare a casa.
Ciclo di funzionamento: 20 min. on / 40 min. off
Fornito con ampolla Hi Flo, maschera per adulti e pediatrica con laccio, boccaglio,
forcilla nasale
e filtro.**

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

Caratteristiche tecniche:

- **Alimentazione:**
 - 230 V - 50/60 Hz - 170 VA
 - 110 V o 60 Hz su richiesta
- **Pressione d'esercizio: 1.1 bar**
- **Flusso d'aria: 14 l/min**
- **Nebulizzazione: 0.35 ml/min**
- **Dimensioni delle particelle: < 5 µm**
- **Pressione massima: 2.5 bar**
- **Dimensioni: 13 x 8.9 x 14.6 cm**
- **Peso: 1.5 kg**
- **Rumorosità: 60 db (EN 13544-1)**
- **Classe: IIa**
- **Norme: Classe II, Tipo B**
- **Produzione: Italia**