



# GIMA

## ASPIRATORE ASPEED 3 - 230V pompa singola - 2 l

**Codice:** 28319

**Categoria:** Aspiratori chirurgici ambulatoriali e Tiralatte

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** II A

**NSIS:** 1758504

**CND:** Z120105

**EAN13:** 8033717010507



**Descrizione:** ASPIRATORE ASPEED 3.0 16 l/min - 2 l

Aspiratore portatile, compatto, affidabile, ideale per la piccola chirurgia.  
Dispositivo medico elettrico a pistone a ciclo continuo.  
Alto vuoto, flusso debole.  
Non richiede né manutenzione, né lubrificazione.  
Produzione italiana.

**Caratteristiche tecniche:**

- Tensione di funzionamento: 230 V - 50 Hz
- Consumo energetico: max 150 VA
- Capacità del vaso: 1 l (28279) o 2 l (28319)
- Alto vuoto: basso flusso
- Flusso d'aria: 16 l/min
- Livello vuoto regolabile: 0÷ -0,65 bar (0÷ -65 kPa)
- Dimensioni: 300x170xh 260 mm
- Peso: 2.3 kg
- Rumorosità: 65 dBA
- Ciclo operativo: continuo
- Classe: II
- Tipo: BF

**Dotazione standard:**

- Vaso in policarbonato autoclavabile da 1.000 cc o da 2.000 cc con valvola di sicurezza (28258 o 28294)
- Sacca monouso 1 l (28259) solo per 28258
- Filtro antibatterico idrofobico
- Cannula sterile monouso
- Regolatore di flusso manuale sterile
- Set di tubi in silicone atossico, sterilizzabili
- Cavo alimentazione
- Manuale utente: GB, FR, IT, DE, ES