



# GIMA

## ASPIRATORE MANUALE MONOPAZIENTE

**Codice:** 28131  
**Categoria:** Aspiratori manuali  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** I S



**EAN13:** 8023279281316

**Descrizione:** ASPIRATORE MANUALE MONOPAZIENTE

Aspiratore manuale leggero e portatile utilizzabile con una sola mano, lasciando libera l'altra.

Funzionamento semplice.

La manopola regolabile imposta diverse pressioni di aspirazione.

Fornito con impugnatura 550 mmHg, contenitore 300 ml, catetere per bambino e per adulto

**Caratteristiche tecniche:**  
Vuoto dopo 1 min a 20kPa: = 15 kPa  
Vuoto dopo 6 aspirazioni: = 20 kPa  
Vuoto max: = 39,9 kPa  
Volume contenitore monouso: 300 ml  
Tappo esterno: Ø 17 mm  
Connessione esterna catetere: Ø 17 e 9 mm  
Regolazione aspirazione: rotazione 50% o 100%  
Dimensioni - peso: 52x42x44 cm - 230 g