



# GIMA

## BARELLA CARROZZINA MULTIPOSIZIONE

**Codice:** 34057  
**Categoria:** Barelle caricamento per ambulanze  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** I  
**NSIS:** 2233133  
**CND:** V0899  
**EAN13:** 8023279340570



**Descrizione:** BARELLA AUTOCARICANTE MULTIPOSIZIONE - SEDIA A ROTELLE

Barella automatica multifunzionale dal design unico, regolabile in posizioni diverse per qualsiasi situazione di emergenza, anche in situazioni difficili.

Fissaggio anteriore e posteriore per bloccare la barella in ambulanza nella posizione desiderata.

La parte superiore può diventare una sedia a rotelle. La barella è regolabile a 6 livelli e inclinabile avanti e indietro secondo la necessità. Quando è piegata in avanti, lo schienale è sostenuto da molle pneumatiche fisse che permettono il controllo dell'inclinazione da 0 a 60 gradi.

Materasso, cinghie, sponde, asta portaflebo e sistema di fissaggio sono inclusi.

**Caratteristiche tecniche:** Dimensione max (LxPxH): 198x56x89 cm  
Dimensione min (LxPxH): 198x56x33 cm  
Dimensione imballo: 199x58x35 cm  
Portata: 200 kg  
Peso netto, peso lordo: 40 kg, 46 kg  
Inclinazione max in avanti/all'indietro: 0-90 gradi  
Regolazioni altezza (4 livelli): 93 cm - 82 cm - 70 cm - 35 cm