



GIMA

BILANCIA SOEHNLE DIGITALE 6831 con scorrimento di sostegno e altimetro

Codice: 27279
Categoria: Bilance a colonna digitali
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Non dispositivo medico



EAN13: 4006484620129

Descrizione: BILANCIA DIGITALE SOEHNLE 6831 con corrimano e altimetro (60-212 cm)

**Pedana verniciata a polvere con corrimano di sostegno integrato per un appoggio sicuro.
Altimetro in alluminio estendibile.
Grande schermo LCD con numeri alti 25,4 mm.
4 piedini regolabili per stabilizzare la bilancia.
4 funzioni: peso, IMC, tara e blocco del peso.
Funzione di spegnimento automatico per risparmiare energia.**

Caratteristiche tecniche: Portata: 300 kg
Precisione: 100 g
Peso: 28 kg
Intervallo di misurazione: 60-212 cm
Dimensioni: 520x520x1.265 mm
Pedana: 520x520 mm
Alimentazione: 4 batterie AA 1,5V (incluse)