



GIMA

CARRELLO DELUXE con 2 cassetti - 29 x 40 x 10,5 cm

Codice: 27422

Categoria: Carrelli a ripiani

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1



EAN13: 8023279274226

Descrizione: CARRELLO DELUXE con 2 cassetti

Dimensioni: 65x45xh 80 cm

Dimensioni cassetti: est. 58x40xh 10,5 cm, int. 51,5x38,5xh 8,5 cm.

Carrelli di alta qualità in apposita lega leggera anodizzata, con ripiani estraibili in acciaio inox.

4 rotelle girevoli in gomma Ø 80 mm.

Portata max per ripiano: 20 kg.

Istruzioni: GB, FR, IT, ES PT, DE, GR.

Forniti smontati.

Made in Italy.