



# GIMA

## CARRELLO MULTIFUNZIONALE - standard - bianco/blu

**Codice:** 45711  
**Categoria:** Carrelli medicazione ed emergenza  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Non dispositivo medico



**EAN13:** 8023279457117

**Descrizione:** CARRELLO MULTIFUNZIONE 65x88xh 100 cm

**Struttura solida e robusta in lamina di acciaio verniciata con polveri epossidiche antimicrobiche e tecnopolimeri per ottenere la massima leggerezza, manovrabilità e facilità d'uso.**

**Parte superiore: ampia superficie di appoggio in PST con maniglione di spinta ergonomica integrata, dotata di meccanismo centrale per bloccare e sbloccare i freni delle ruote.**

**Parte anteriore: piano di lavoro retraibile con apertura push-pull. 4 cassetti modulari con chiusura automatica morbida, cuscinetti a sfera e serratura centrale con chiave.**

**Cassetti in acciaio verniciato.**

**Lato sinistro: vano a scomparsa e piano di lavoro retraibile in tecnopolimero; portarifiuti da 10 l con apertura al ginocchio e portacateteri.**

**Lato destro: vano a scomparsa con 3 cassetti inclinabili in tecnopolimero. 4 rotelle gemellate Ø 100 mm con sistema di blocco automatico.**

**Made in Italy.**