



GIMA

CARRELLO EASY POWER - 3 ripiani 40x36 cm + base

Codice: 27886
Categoria: Carrelli a ripiani
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 173932



EAN13: 8053736710820

Descrizione: CARRELLI EASY POWER

- 3 ripiani 40x36 cm + base
- Altezza: 83,5 cm

Linea completa di carrelli eleganti e resistenti con 2, 3 o 4 ripiani e prese di alimentazione. Ripiani resistenti regolabili in altezza, colonne di alluminio e 4 rotelle gemellate Ø 65 mm (2 con freno).

Tutti i ripiani sono dotati di sponda anticaduta.

Studiati per dispositivi medici.

Istruzioni illustrate per il montaggio.

I carrelli Easy Power sono dotati di passacavi all'interno delle colonne laterali e di 4 prese sulla base.

Caratteristiche tecniche: Dimensioni (LxPxA): 50 x 45 x 83,5 cm

Capacità di carico:

- totale 140 kg
- per ripiano 25 kg

Ripiani: 40x36 cm

Rotelle: 4 rotelle gemellate Ø 65 mm (2 con freno)

Materiale:

- alluminio estruso verticale
- parti in plastica in ABS

Ripiano: acciaio verniciato con polvere epossidica