



GIMA

CARRELLO SMART - 2 ripiani 50x42 cm + base + cassetto

Codice: 27894
Categoria: Carrelli a ripiani
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 2126992



EAN13: 8053736710615

Descrizione: CARRELLI SMART - grigio/bianco RAL 7035

- 2 ripiani 50x42 cm + base + cassetto
- Altezza: 78 cm

Carrelli con base e 2, 3 o 4 ripiani ampi e resistenti in 3 diverse larghezze (40, 50 o 60 cm).
Colonne di alluminio e 4 rotelle gemellate Ø 65 mm (2 con freno).
Il primo ripiano può essere montato orizzontale o inclinato $\pm 10^\circ$.
Cassetto completamente estraibile senza guide con cuscinetti a sfera.
Studiati per dispositivi medici.
Istruzioni illustrate per il montaggio.

Tutti i ripiani hanno una sponda di protezione sul retro.
I ripiani sono rivestiti da lamine verniciate.
Ripiani regolabili ad altezze diverse.

Caratteristiche tecniche: Dimensioni (cm): 58,2x50x78

Capacità di carico: totale 80 kg, per ripiano 15 kg

Materiale:
- alluminio estruso verticale
- parti in plastica in ABS

Ripiano: acciaio verniciato con polvere epossidica

Peso totale: 18,5 kg