



Videolaringoscopio King Vision[®] aBlade

All'avanguardia nella visualizzazione

Portatile. Economico. Durevole.

Videolaringoscopio King Vision®

- Tecnologia di immagine avanzata e design ergonomico unico. Prestazioni rivoluzionarie a portata di mano.
- Flessibilità unica grazie alla scelta di due tipi di lama, standard e incanalata, a seconda della tecnica dell'utente e della complessità delle vie aeree. Fate la scelta più giusta per voi.
- King Vision® è stato progettato per visualizzare le corde vocali in modo indiretto minimizzando così la manipolazione dei tessuti e migliorando la visibilità delle vie aeree anteriori.



PORTATILE

- King Vision® è leggero, compatto, impermeabile ed è alimentato a batteria.
- Può essere usato ininterrottamente per oltre 90 minuti, il che lo rende veramente portatile.
- Le lame sono confezionate singolarmente. Tutte le lame sono monouso, eliminando così il rischio di contaminazione crociata.
- King Vision® ha un display a tecnologia TFT LCD che permette di avere immagini nitide con campo panoramico 160° rendendolo adatto anche in situazioni di training.



ECONOMICO

- Le lame aBlade monouso consentono un utilizzo economico del videolaringoscopio King Vision® per tutti i tipi di intubazione. Grazie all'aggiunta della configurazione aBlade avrete una soluzione eccellente al problema della scarsa disponibilità di dispositivi avanzati di imaging in sala operatoria.
- King Vision® consente di migliorare l'assistenza ai pazienti, attraverso funzionalità di visualizzazione eccellenti, per ogni intubazione e a un prezzo conveniente.



Display e adattatore video riutilizzabili



Lama aBlade incanalata monouso



Lama aBlade standard monouso



DUREVOLE

- Progettato per essere lo strumento di prima scelta per ogni tipo di intubazione.
- La funzionalità di uscita video è compatibile con monitor esterni e dispositivi di registrazione.
- Il display robusto, full colour e antiriflettente è in grado di resistere a ripetute procedure di pulizia e alla normale usura. L'adattatore video è realizzato con materiali resistenti capaci di sopportare un uso frequente.

King Vision® un videolaringoscopio portatile e rivoluzionario a elevate prestazioni.
King Vision® associa l'economicità di un sistema video durevole e riutilizzabile a una lama monouso, garantendo un prezzo competitivo per qualsiasi tipo di intubazione, complicata e di routine.

Maggiori informazioni su www.ambu.it

MIGLIORE ASSISTENZA PER IL PAZIENTE

King Vision® è ergonomico per assicurare un sollevamento minimo dei tessuti molli e un impatto minimo con i denti.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

DISPLAY RIUTILIZZABILE		ADATTATORE VIDEO RIUTILIZZABILE		LAME MONOUSO	
Batterie	3 AAA (raccomandato il tipo alcalino)	Proporzioni del video	4:3	Anti appannamento	Rivestimento sulla lente distale
Durata della batteria	> 90 minuti (l'indicatore di stato della batteria lampeggia in rosso quando occorre ricaricare le batterie)	Porta video	Collegamento RCA per monitor esterno con cavo	Apertura minima della bocca	#1: 10 mm #2: 10 mm #3: 13 mm #3C: 18 mm
Sistema computerizzato di gestione dell'alimentazione	Spegnimento automatico, bilanciamento automatico del bianco	Frequenza di aggiornamento video	30 fotogrammi al secondo	Lunghezza della lama	#1: 11 cm #2: 11 cm #3: 17 cm
		Risoluzione video	320 x 240 (QVGA)	Larghezza della lama	#1: 15 mm #2 e #2C: 20 mm #3: 26 mm #3C: 29 mm
		Schermo video	Display TFT LCD	Materiale monouso	Policarbonato/TPE
		Dimensioni schermo video	6,1 cm / 2,4" diagonale	Dimensioni tubo ET	#2C: 4,5 - 5,5 mm #3C: 6,0 - 8,0 mm
		Materiale	Rivestimento in policarbonato/ABS antiriflettente sulla finestra display		
		Chip videocamera	CMOS		
		Risoluzione videocamera	640 x 480 VGA		
		Sorgente luminosa	LED bianco		

SPECIFICHE PER L'ORDINE

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ CONFEZIONE
KVLAB1	Lama aBlade standard, misura 1	20
KVLAB2	Lama aBlade standard, misura 2	20
KVLAB2C	Lama aBlade incanalata, misura 2C	20
KVLAB3	Lama aBlade standard, misura 3	20
KVLAB3C	Lama aBlade incanalata, misura 3C	20
KVLA12	Adattatore video aBlade 1-2	1
KVLA34	Adattatore video aBlade 3-4	1
KVLABKIT3	Kit aBlade (1 Display, 1 Adattatore video, Custodia rigida, 3 Pile AAA, 4 lame incanalate e 2 standard mis. 3)	1
KVIS01VA34	1 Display e 1 Adattatore video 3-4 in custodia rigida	1
KVIS01ADCASE	Custodia rigida	1
KVIS01	Display King Vision	1

Ambu S.r.l.
Via Paracelso 20
20864 Agrate Brianza MI
Italia
Tel. +39 039 6578100
Fax +39 039 6898177
www.ambu.it

Produttore
King Systems
15011 Herriman Boulevard
Noblesville, IN 46060
Tel. 317 776 6823
Tel. 800 642 5464
Fax 317 776 6827
www.kingsystems.com



Ambu
Ideas that work for life

Le sfide crescenti poste in tutto il mondo all'assistenza sanitaria alimentano il nostro impegno nel fornire dispositivi monouso eccellenti e nel trasformare idee in soluzioni innovative che migliorano la vita.