



GIMA

COMODINO OLYMOUS con SERVILETTO INCLINABILE

Codice: 43552
Categoria: Comodini
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Non dispositivo medico



EAN13: 8023279435528

Descrizione: COMODINO OLYMPUS CON TAVOLINO SERVILETTO RECLINABILE

Comodini a doppio lato in polietilene.

Il vano interno ha un ripiano in plastica removibile e una griglia removibile sul fondo per garantire l'aerazione.

I pannelli laterali includono un portasalvietta in plastica, due portabicchieri e due portabottiglie, tutti con barre di ritenuta.

Cassetti e sportelli in polietilene stampato con maniglie integrate.

Tavolini serviletto di altezza regolabile con telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche e bordi rialzati per evitare il rovesciamento di oggetti.

Rotazione a 360° e manovrabilità orizzontale del vassoio.

Piano di appoggio reclinabile con diverse angolazioni.

Quattro rotelle gemellate piroettanti Ø 55 mm.

Made in Italy.

Caratteristiche tecniche: Dim.: 61,5x48,5xh 91 cm
Peso: 21,5 kg
Dimensioni vano cassetto: piccolo: 36x10xh 8,5 cm / grande: 36x18xh 8,5 cm
Dimensioni vano interno: 32,5x38xh 44 cm

Tavolino serviletto dimensioni: 57x44 cm

Tavolino serviletto altezza: 91 - 121 cm

Tavolino serviletto estensione orizzontale: 15 cm