



GIMA

POCKET DOPPLER GIMASONIC CON DISPLAY A COLORI - senza sonda

Codice: 29480
Categoria: Doppler fetali
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 1400480
CND: Z12080103
EAN13: 8023279294804



Descrizione: Doppler portatile SONOLINE C con schermo a colori - senza sonde

- portatile e leggero
- altoparlante incorporato
- schermo TFT-LCD in tempo reale per FHR
- tre modalità: tempo reale FHR, media FHR e calcolo manuale
- schermo per FHR, grafico a barre e a onde del battito cardiaco, allarme rosso per frequenza cardiaca fetale anomala
- basso consumo, funziona per più di 8 ore consecutive con 2 pile "AA"
- indicazione sonda spenta e batteria scarica
- sonde opzionali: 2, 3, 4, 8 MHz

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

Caratteristiche tecniche:

- Frequenza ultrasuoni: 2 MHz \pm 10%
- Frequenza cardiaca fetale:
 - campo: 50- 240 bpm
 - risoluzione: 1 bpm
 - precisione: \pm 2 bpm
- Allarme:
 - limite massimo: 160 bpm
 - limite minimo: 120 bpm
- Intensità ultrasuoni: $<$ 5 mm/cm²
- Arresto automatico dopo 1 minuto senza segnale
- Dimensioni: 135 x 92 x 29 mm
- Peso: 245 g
- Alimentazione: 2 batterie (AA) LR6 - 1,5 V DC