



GIMA

SET DIAGNOSTICO E-SCOPE BIANCO LED in astuccio

Codice: 31558
Categoria: Oftalmoscopi RIESTER
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I



EAN13: 4045396177031

Descrizione: **KIT DIAGNOSTICO E-SCOPE® - BIANCO**
Set oto-oftalmoscopio, LED 3,7V in valigetta rigida.

• **Otoscopio**

Con lente di precisione girevole su entrambi i lati e ingrandimento triplo per una visione superiore.
Adatti per test pneumatici (forniti senza connettore e insufflatore).

• **Oftalmoscopio**

- innovativa illuminazione a LED 3,7 V per un maggiore contrasto e una diagnosi più efficace
- disco diottrie con 18 lenti correttive ($\pm 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20$)
- facili da usare, diaframmi con sei aperture (stellina di fissazione, spot grande, spot piccolo, filtro rosso, filtro blu, semicerchio)
- ottica di rendimento elevato con condensatore asferico
- protezione occhiali
- cammino ottico parallelo

INNOVATIVA ILLUMINAZIONE LED 3,7 V:

- luce bianca 5.500K colori reali
- lampadina LED di lunga durata: fino a 20.000 ore
- batteria a basso consumo: fino a 50 ore di funzionamento con IPC (Integrated Power Converter). Converte la tensione delle batterie AA nella tensione ottimale per il LED