



# GIMA

## SET OTOSCOPIO VETERINARIO RIESTER HL 2,5V manico AA - 3853

**Codice:** 80490  
**Categoria:** Oto/oftalmo veterinaria  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Non dispositivo medico



**EAN13:** 4045396153189

**Descrizione:** OTOSCOPIO VETERINARIO ALOGENO 2,5V manico AA - 3853

**Otoscopio chirurgico Ri-scope®**

**Speculum in metallo, non scanalati, sterilizzabili:**

- Ø 4 mm, lunghezza 83 mm
- Ø 5 mm, lunghezza 62 mm
- Ø 6 mm, lunghezza 82 mm

**Speculum in metallo, scanalati, sterilizzabili:**

- Ø 7,5 mm, lunghezza 68 mm
- Ø 9,4 mm, lunghezza 92 mm

**1 lampadina di ricambio  
lente orientabile con ingrandimento 2,5 X**