



# GIMA

## NUOVA LAMPADA FRONTALE A FIBRE OTTICHE WIDA CON CAVO

**Codice:** 30853  
**Categoria:** Lampade frontali  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** I  
**NSIS:** 2258712  
**CND:** Z129004  
**EAN13:** 8023279308532



**Descrizione:** LAMPADA FRONTALE WIDA A FIBRE OTTICHE con cavo in fibra ottica

I sistemi d'illuminazione WIDA sono disponibili in due versioni, con fascia cingitesta professionale ed ergonomica, ma con focalizzazione differente.

Cavo F.O. con adattatore (30830) per connessione a fonti di luce GIMALED (30803).

Sono disponibili adattatori per un'ampia gamma di fonti luminose.

Consentono la focalizzazione del raggio luminoso.

La fascia cingitesta può essere facilmente pulita staccando e lavando l'imbottitura.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

Fascio luminoso estremamente brillante per un'illuminazione coassiale e priva di ombre.

Asse d'illuminazione vregolabile lungo un ampio raggio.

La fascia cingitesta è imbottita e completamente regolabile in circonferenza ed altezza.

Diametro fuoco:

- 7-14 cm a una distanza di 20 cm
- 10-19 cm a una distanza di 30 cm
- 11,5-25 cm a una distanza di 50 cm