



GIMA

LAMPADA CON LENTE GIMANORD PLUS LED - da tavolo

Codice: 30716
Categoria: Lampade diagnostiche
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 2103800
CND: Z129004
EAN13: 8023279307160



Descrizione: GIMANORD PLUS da tavolo con morsetto

Questo modello presenta una lente di ingrandimento biconvessa in vetro ottico con Ø 120 mm. La luce a LED fredda consente l'uso prolungato senza causare problemi alla vista. Schermo in policarbonato per proteggere la sorgente luminosa. Adatta per dermatologia. Dispositivo medico di Classe I.

Design

Il nuovo design rende la lampada molto facile da usare e manovrare, con una rotazione aggiuntiva del riflettore.

Comando a sfioramento

L'intensità luminosa è regolabile dal 4% al 100% con un lieve tocco del pulsante.

Spine intercambiabili

Il trasformatore, integrato nella spina per un movimento più leggero e scorrevole del braccio, è dotato di spine intercambiabili (UK, US, EU).

Manuale QR: GB, FR, IT, ES, PT

Made in Italy.

Caratteristiche tecniche: Intensità luminosa a 50 cm (Ec) 2.250 lux
Temperatura di colore 5.370 K
Indice di resa cromatica (CRI) 95 Ra
R9 =90
Tensione di esercizio 100-240 V - 50/60 Hz
Potenza assorbita 16,5 W
Diametro testa della lampada 23 cm
Durata media >60.000 ore
Norme IEC-60601-1, IEC-60601-2-41, U E 2017/745