



GIMA

LETTINO BRUXELLES LARGE - elettrico - blu

Codice: 27593
Categoria: Lettini elettrici ed idraulici
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 1466524
CND: V0801
EAN13: 8023279275933



Descrizione: LETTINO BRUXELLES - elettrico - blu

Misura grande: larghezza 80 cm

Letto per visite e terapia ad alta stabilità. Regolazione elettrica dell'altezza mediante pedaliera (bassa tensione 24 V).

Caratteristiche: una sezione mobile, sistema di regolazione della testata servoassistito da molla a gas (con foro naso-bocca) e sezione gambe fissa.

L'ampia testata può essere regolata in positivo ed in negativo inoltre funge da poggiaschiena.

Capacità di sollevamento 200 kg.

Alimentazione 230 V, 50-60 Hz.

Produzione Italiana.

L'imbottitura è in schiuma ad alta densità rivestita da vinile di alta qualità con proprietà ritardanti di fiamma.

Accessibilità: Il telaio aperto lateralmente consente l'accesso con sistemi di sollevamento paziente o carrelli per terapie elettromedicali.

Caratteristiche tecniche:

- Capacità di sollevamento: 200 kg
- Lunghezza complessiva letto: 195 cm
- Larghezza letto: 80 cm.
- Lunghezza piano di appoggio testa: 68
- Lunghezza piano principale: 124 cm
- Altezza: regolabile da 47 a 97 cm
- Sezione testa regolabile: +70° -20°