



# GIMA

## LETTINO BRUXELLES - idraulico - blu

**Codice:** 27586

**Categoria:** Lettini elettrici ed idraulici

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** I

**NSIS:** 1466523

**CND:** V0801

**EAN13:** 8023279275865

**Descrizione:** LETTINO BRUXELLES - idraulico - blu

**Misura standard:** larghezza 68 cm

**Lettino per visite e terapia ad alta stabilità. Regolazione manuale dell'altezza con pistone idraulico.**

**Caratteristiche:** una sezione mobile, sistema di regolazione della testata servoassistito da molla a gas (con foro naso-bocca) e sezione gambe fissa.

L'ampia testata può essere regolata in positivo ed in negativo inoltre funge da poggiaschiena.

Capacità di sollevamento 200 kg.

Produzione Italiana.

L'imbottitura è in schiuma ad alta densità rivestita da vinile di alta qualità con proprietà ritardanti di fiamma.

**Accessibilità:** Il telaio aperto lateralmente consente l'accesso con sistemi di sollevamento paziente o carrelli per terapie elettromedicali.

**Caratteristiche tecniche:**

- Capacità di sollevamento: 200 kg
- Lunghezza complessiva letto: 195 cm
- Larghezza letto: 68 cm.
- Lunghezza piano di appoggio testa: 68
- Lunghezza piano principale: 124 cm
- Altezza: regolabile da 47 a 97 cm
- Sezione testa regolabile: +70° -20°

