



GIMA

LETTO A 3 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILE - 2 manovelle - con ruote

Codice: 44740
Categoria: Letti ospedalieri
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 2321126
CND: V080699
EAN13: 8023279447408



Descrizione: LETTO OSPEDALIERO 3 SNODI - 2 manovelle - rotelle

Letti ospedalieri manuali con 3 snodi regolabili mediante 2 manovelle.
Testiera e pediera in PP dotate di rotelle ammortizzatrici Ø 65 mm, per evitare collisioni.
Piattaforma materasso in PP suddivisa in 4 o 5 sezioni con fissaggio materasso integrato.
Parti in plastica e verniciatura epossidica.

Sponde

Sponde laterali in lega di alluminio, 6 sbarre, ribaltabili e con bloccaggio di sicurezza

Rotelle

4 rotelle Ø 12,7 cm

Fissaggio materasso

Fissaggio materasso integrato nella piattaforma su entrambi i lati (sezioni schiena e gambe), con un'asse di 33 mm di altezza

Caratteristiche tecniche: **Dimensioni:** 2130x995 mm
Altezza: 500 mm
Piattaforma materasso: 1925x900 mm
Portata max: 200 kg
Movimento: 2 manovelle
Regolazione schienale: 0-70° (± 5°)
Regolazione poggiamambe: 0-38° (± 5°)

Dotazione standard: 2 sponde laterali pieghevoli
asta portaflebo con 4 ganci
4 attacchi asta portaflebo
2 ganci drenaggio