



# GIMA

## LETTO A 4 SEZIONI BASSO - elettrico

**Codice:** 27672  
**Categoria:** Letti specialistici  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** I  
**NSIS:** 1349113  
**CND:** Y181210  
**EAN13:** 8023279276725



**Descrizione:** Letto a 3 snodi, quattro sezioni con altezza regolabile da 23 a 63 cm con movimenti completamente elettrici.  
Struttura interamente saldata costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare 50 x 25 x 2 mm.  
Piattaforma materasso con doghe flessibili in legno, completa di guide reggi materasso.  
Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC indipendenti e pulsantiera.  
Sezione piedi regolabile a mezzo cremagliera. Sezione bacino fissa.  
Testiera e pediera asportabili con bordi solidi in legno massello.  
Fornito completo di 2 barre verticali scorrevoli con chiusura/sblocco superiore ed inferiore e reggiarti.  
Gambe con 4 ruote girevoli Ø 100 mm con freno indipendente.

**Caratteristiche tecniche:**

- Dimensioni rete: 900 x 2000 mm
- Altezza rete: 230-630 mm
- Misure esterne: 1030 x 2140 mm
- Altezza testate dalla rete: 50 mm
- Portata massima: 135 kg
- Peso: 102 Kg
- Potenza operativa: 230V - 50 Hz