



GIMA

LETTO A 4 SEZIONI - elettrico

Codice: 27673
Categoria: Letti specialistici
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 1368835
CND: Y181210
EAN13: 8023279276732



Descrizione: Letto a 3 snodi, quattro sezioni con altezza regolabile da 40 a 80 cm con movimenti completamente elettrici.
Struttura interamente saldata costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare 50 x 25 x 2 mm.
Piattaforma materasso con doghe flessibili in legno, completa di guide reggi materasso.
Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC indipendenti e pulsantiera.
Sezione piedi regolabile a mezzo cremagliera. Sezione bacino fissa.
Testiera e pediera asportabili con bordi solidi in legno massello.
Fornito completo di 2 barre verticali scorrevoli con chiusura/sblocco superiore ed inferiore e reggiarti.
Gambe con 4 ruote girevoli Ø 100 mm con freno indipendente.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni rete: 900 x 2000 mm
- Altezza rete: 400-800 mm
- Misure esterne: 1030 x 2140 mm
- Altezza testate dalla rete: 50 mm
- Portata massima: 135 kg
- Peso: 102 Kg
- Potenza operativa: 230V - 50 Hz