



GIMA

LETTO A 4 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILE - 3 manovelle - con ruote

Codice: 44742
Categoria: Letti ospedalieri
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 2321126
CND: V080699
EAN13: 8023279447422



Descrizione: LETTO OSPEDALIERO 4 SNODI - 3 manovelle - altezza variabile - rotelle

Letti ospedalieri manuali con 4 snodi regolabili mediante 3 manovelle.
Testiera e pediera in PP dotate di rotelle ammortizzatrici Ø 65 mm, per evitare collisioni.
Piattaforma materasso in PP suddivisa in 4 o 5 sezioni con fissaggio materasso integrato.
Parti in plastica e verniciatura epossidica.

Comando manuale
Manovelle per controllare il sollevamento

Asta portaflebo
Asta portaflebo in acciaio inox, portata 15 kg

Ruote ammortizzatrici
4 ruote ammortizzatrici per proteggere il letto e il muro

Regolazione altezza

Caratteristiche tecniche: Dimensioni: 2130x995 mm
Altezza: regolabile 420-730 mm
Piattaforma materasso: 1925x900 mm
Portata max: 200 kg
Movimento: 3 manovelle
Regolazione schienale: 0-70° (± 5°)
Regolazione poggiamambe: 0-38° (± 5°)

Dotazione standard: 2 sponde laterali pieghevoli
asta portaflebo con 4 ganci
4 attacchi asta portaflebo
2 ganci drenaggio