



GIMA

NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE con cavo - 12.000 pixels - 3,8x300mm

Codice: 71604
Categoria: Nasofaringoscopi - Germania
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1



Descrizione: NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE con cavo

Ottica multi-lente ad alta precisione per un'immagine ottimale.

Fascio di fibre estremamente sottile ed eccezionalmente maneggevole, dotato di una speciale lente grandangolare che con un controllo preciso permette di raggiungere alti livelli di profondità e messa a fuoco. Materiali di alta qualità ed un assemblaggio preciso creano un'illuminazione assolutamente omogenea.

Impugnatura ergonomica, tubo di inserimento particolarmente confortevole per il paziente.

Il design collaudato di questo nasofaringoscopio ne permette l'utilizzo senza problemi per molti anni.

- grandangolo, obiettivi multi-lenti per un'eccellente qualità dell'immagine
- impugnatura ergonomica che permette l'utilizzo di una sola mano
- adatto a pulizia meccanica e disinfezione

Produzione Tedesca.

Fornito in una custodia rigida in alluminio leggero con cavo in fibra ottica, tester di tenuta e manuale utente (GB, IT).

Caratteristiche tecniche:

- Risoluzione: 12.000 pixel
- Ø di lavoro: 3,8 mm
- Lunghezza deflezione: 20 mm
- Direzione di visione: 0°
- Peso: 260 g
- Lunghezza operativa: 300 mm
- Lunghezza totale: 535 mm
- Deflezione: in alto 140°, in basso 140°
- Messa a fuoco: 6-1,000 mm
- Campo di visione: 70°