



# GIMA

## OTOSCOPIO A LED RIESTER ELITEVUE 3,5V - 2200-203

**Codice:** 31860  
**Categoria:** Otoscopi RIESTER  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** I



**EAN13:** 4045396209008

**Descrizione:** OTOSCOPIO LED RIESTER ELITEVUE 3,5 V - 2200-203

**Offre un campo visivo doppio e un ingrandimento maggiore del 66% (a 15 mm di distanza) rispetto agli otoscopi standard.**

**La vista migliore del canale auditivo e del timpano garantisce una diagnosi più efficiente.**

**Indicato per l'illuminazione della gola.**

**Illuminazione LED 4.000 K (IRC: 92).**

**Ingrandimento 5X.**

**Made in Germany.**