



# GIMA

## POLTRONA ELETTRICA CLEOPATRA - 3 motori - blu

**Codice:** 28041  
**Categoria:** Poltrone elettriche e meccaniche  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1



**Descrizione:** POLTRONA ELETTRICA CLEOPATRA - 3 motori - blu

**Poltrona elettrica con 3 motori per regolare separatamente l'altezza, l'inclinazione della seduta e lo schienale con pedale o pulsantiera.  
Poggiapiedi regolabile con pompa a gas.  
Braccioli reversibili e poggiatesta regolabile.  
Cuscino incluso.**

**Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz.  
Manuale: GB, FR, IT, ES.**

**Caratteristiche tecniche:** **Dimensioni: 196 x 82 x h 58-100 cm  
Peso: 88 kg  
Portata max.: 175 kg  
Regolazione altezza: 58-100 cm  
Estensione poggiapiedi 15 cm regolabile con pompa a gas  
Foro facciale dietro il cuscino**