



GIMA

SFIGMO BIG BEN - carrello - adulti, bracciale componente unico

Codice: 32740
Categoria: Sfigmomanometri aneroidi
carrello/parete RIESTER
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1



EAN13: 4045396188853

Descrizione: **BIG BEN® RIESTER - carrello Ø 54 cm - bracciale pezzo unico adulti**

Sfigmomanometro aneroido in plastica resistente, con quadrante grande (147 mm) e lancetta bianca su quadrante nero per una lettura facilitata delle misurazioni da 0 a 300 mmHg.

Cestello posteriore per riporre il bracciale dopo l'uso.

Bracciale nero a 2 tubi con chiusura velcro 2 tubes e tubo a spirale lungo. Senza lattice.

Altezza regolabile 90-140 cm

Made in Germany