



GIMA

SET LARINGOSCOPIO F.O. MAXLITE FLEXI - 2 lame Mc-Intosh 3, 4

Codice: 58072
Categoria: Set laringoscopio lama flessibile
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 1818350
CND: Z12021003
EAN13: 8023279580723



Descrizione: Set deluxe che include un manico F.O. ricaricabile, due lame F.O. Mc Intosh n. 3 e 4 e una lampadina.

La punta mobile della lama facilita il sollevamento dell'epiglottide e consente una visibilità completa del processo di intubazione anche in caso di condizioni anatomiche difficili.

Una migliore visibilità e una minore forza di leva riducono il rischio di lesioni della laringe e dei denti.

- costruzione in acciaio inox, finitura opaca
- utilizzabile con tutti i manici della gamma "Green"
- compatibile con le norme "Green" ISO 7376
- il canale migliora l'area di visualizzazione
- fascio di fibre da 4,5 mm con più di 6.500 fibre individuali
- fibre di alta qualità che garantiscono un'ottima trasmissione della luce, 8.000 lux con lampadina Xenon 2,5V
- 2 batterie C" o batterie ricaricabili (non incluse)
- autoclavabile a 134° C, circa 2.000 volte
- compatibile con la sterilizzazione al plasma (Sterrad 100 NX)