



# GIMA

## SMART ONE - peak flow e FEV1 per smartphone

**Codice:** 33684  
**Categoria:** Spirometri  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** II A  
**NSIS:** 2023165  
**CND:** Z12150102  
**EAN13:** 8052990321704



**Descrizione:** SMART ONE® OXI - Picco di flusso e FEV1

Ideale nel controllo delle malattie respiratorie e nella gestione di asma, BPCO, trapianto di polmone e fibrosi cistica, oltre che negli studi clinici.

**Picco di flusso e FEV1 sullo smartphone**

Dispositivo wireless semplice e portatile che si connette tramite Bluetooth ai sistemi iOS e Android di smartphone e tablet.

App con un incentivo esclusivo per adulti e bambini, basato sul flusso e sul volume esalati, che fornisce risultati accurati e precisi.

**Trend grafico di picco di flusso e FEV1**

Le misurazioni includono l'opzione per spuntare ogni test. Storico dei risultati dei test con picco di flusso, semaforo indicatore di salute, punteggio dei sintomi e annotazioni.

Basso consumo batteria.

Nuova turbina con boccaglio di plastica.

Per uso personale, igienica e facile da pulire.

Manuale in GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, RU, TR, CN.

Made in Italy.

**Caratteristiche tecniche:**

**Generali**

**Alimentazione:** 2 batterie AAA 1,5 V incluse

**Autonomia:** 1.000 test

**Connessione:** Bluetooth® 4.0 a basso consumo

**Dimensioni - peso:** 49x109x21 mm - 61 g (batterie incluse)

**Boccaglio:** Ø 30 mm (1,18 pollici)

**Spirometria**

**Sensore di flusso:** turbina digitale bidirezionale

**Portata:** ±16 L/s

**Accuratezza flusso:** ±5% o 200 mL/s

**Accuratezza volume:** ±3% o 50 ml

**Parametri misurati:** FEV1, PEF



# GIMA

**Capacità memoria: l'applicazione sullo smartphone memorizza i dati**

**App iOS - Android: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, CZ, PL, RU, TR, DK, GR, FI, HR, NO, SE JP**