


BILANCIA FITNESS

• 27286 BILANCIA DIGITALE FITNES SOEHNLE 7850

Bilancia fitness per il controllo della massa muscolare, del grasso corporeo, dei liquidi, dell'IMC e dell'apporto calorico giornaliero

- misurazione dell'impedenza attraverso le mani, senza bisogno di togliere le scarpe
 - guida semplice e autoesplicativa sul display di vetro
 - nessun limite di misura per persone sovrappeso o sottopeso
 - peso dei vestiti regolabile a seconda della stagione
 - stampa di data/ora, peso, analisi dei dati, raccomandazioni nutrizionali e per l'attività fisica
 - software per settare la stampa e le impostazioni in DE, GB, FR, NL, ES, IT, HU, CZ, FI, SE, NO, DK, GR, PL, SI, RU, TR (scaricabile da www.soehnle.com)
 - selezione funzioni in kg/lbs/st
- Manuale in: GB, FR, IT, DE, CZ.

- 35674 ROTOLO CARTA 57mm x 25m - conf. da 20 rotoli



Pedana per pesata extra large

27286

La stampa può riportare il logo personalizzato, 17 lingue

Superficie in vetro facile da pulire

Ampio display LCD retroilluminato con caratteri di altezza 17 mm

Porta USB per il collegamento diretto al PC per personalizzare le impostazioni (caricare il proprio logo)

Stampante integrata

27286

SOEHNLE
PROFESSIONAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità:	180 kg
Precisione:	100 g / 0,2 lb
Dimensioni - peso:	365x490xh 1.290 mm - 15,8 kg
Dimensione pedana:	365x480xh 45 mm
Alimentazione:	100-240 V, 50/60 Hz

SMARTWATCH CON 11 PARAMETRI



27232

Pressione arteriosa

- 11 PARAMETRI:**
TEMPERATURA CORPOREA
FREQUENZA CARDIACA
ECG
BPM
SpO₂
FREQUENZA RESPIRATORIA
SONNO
SPORT
CALORIE
PASSI
METEO

Frequenza cardiaca

Sport

Sonno

27233

- 27232 SMARTWATCH QUADRANT
- 27233 SMARTWATCH SPORTPIX

Smartwatch progettati per monitorare vari parametri relativi alla salute e all'attività sportiva. Due tipi di orologio con le stesse funzionalità: Sportpix è più adatto per le attività sportive; Quadrant si presta a tutte le occasioni, dal lavoro al tempo libero. Oltre ai suddetti parametri, entrambi includono il cronometro, il lettore musicale e le foto. Connessione wireless all'App SIMPLO, compatibile con Android 8.1 e versioni superiori, con iOS 13 e versioni superiori. Forniti con cavo di alimentazione e manuale in GB, IT. Disponibili su www.gimaitaly.com FR, ES, DE. Non sono dispositivi medici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	27232	27233
Accelerometro:	—	— sensore 3D —
Display:	IPS TFT 1,70"	OLED 1,3"
Sincronizzazione dati:	4.2 BLE	4.0 BT
Intervallo temperatura:	—	— -10° ~ 50° —
Alimentazione:	— Batteria ai polimeri di litio —	
Capacità batteria:	200 MAH	240 MAH
Durata batteria stand-by:	30 giorni	15 giorni
uso normale:	15 giorni	5 giorni
uso frequente:	7 giorni	3 giorni
Tempo di ricarica:	—	— 2-3 ore —
Peso:	55 g	38 g
Resistenza all'acqua:	IP68	IP67

ACTIVITY HEALTH TRACKER FITBAND

Compatibile con GIMA APP e numerose piattaforme di telemedicina

- 27234 ACTIVITY HEALTH TRACKER FITBAND - nero
 - 27237 ACTIVITY HEALTH TRACKER FITBAND PLUS - nero
- Braccialetti intelligenti impermeabili per monitorare vari parametri: temperatura (solo 27237), frequenza cardiaca, calorie, pressione arteriosa, SpO₂, sonno (solo 27237), passi + distanza e vari sport. Tre tipi di modalità sport (corsa, bicicletta, salto della corda). Visualizzano inoltre promemoria di chiamate ricevute e rifiutate, contenuti informativi inviati automaticamente, previsioni meteo, cronometro, sveglia e foto. Connessione wireless all'App Dayband per gestione dati. Requisiti: iOS 8.0 ed oltre; Android 4.4 ed oltre. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE. Non è un dispositivo medico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo:	4 livelli di luminosità regolabili
Dimensioni - peso:	42x23x9,5 mm - 25 g
Batteria al litio:	90 mAh - tempo di ricarica 1,5/2 ore
Alimentazione:	batteria ricaricabile USB
Protezione da liquidi:	IP67



27234

4 parametri di salute + passi & distanza + 3 attività sportive

27237

6 parametri di salute + passi & distanza + 5 attività sportive