



GIMA

TAVOLO DA LAVORO INOX

Codice: 27909
Categoria: Tavoli acciaio
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 1165438
CND: Y1803
EAN13: 8023279279092



Descrizione: Tavolo da lavoro utilizzabile da ambo i lati, con due cassetti affiancati su ogni lato.

**Realizzato in acciaio inox AISI 304, struttura portante in tubolare quadro, piano superiore e piano inferiore in acciaio inox liscio.
Montato su 4 ruote Ø 100 mm di cui due frenanti.**

Caratteristiche tecniche:

- **Peso:** 50 kg
- **Dimensioni:** 120 x 70 x h 95 cm
- **Portata massima (per piano):** 40 kg
- **Fornito smontato:** 122 x 35 x 72 cm
- **Produzione italiana**