



GIMA

TAVOLO STRUMENTARIO - 1 ripiano

Codice: 27914
Categoria: Tavoli acciaio
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 1165438
CND: Y1803
EAN13: 8023279279146



Descrizione: Tavolo carrellato per sala operatoria o porta strumenti, costruito completamente in acciaio INOX AISI 304 finitura scotch brite.
Completo di 4 ruote piroettanti Ø 125 mm di cui 2 frenanti.

Ripiano: 120 x 65 cm.

Ripiano superiore in acciaio inox regolabile 105-136 cm con 4 ganci per strumenti.

Dimensioni: 120 x 65 x h 95 cm.

Peso: 21 kg.

Fornito smontato (123 x 13 x 68 cm).

Produzione italiana.